

8775

## NITRATO SOLUCION ESTÁNDAR PARA IC 1000 mg NO<sub>3</sub>-/L TRAZABLE A NIST CHROMA-Plus Ion

### Análisis Garantizado

Descripción	Mínimo	Máximo	Unidad
Concentración (NO <sub>3</sub> )	992	1008	mg /L
Material de Partida	Amonio Nitrato	-	-
Trazabilidad	NIST SRM N° 3185		

#### Instrucciones de uso:

El envase de la solución estándar debe cerrarse inmediatamente luego de disponerse de la cantidad a utilizar.

Después de usarse tapar con firmeza y conservar bajo condiciones normales del laboratorio.

Un vez abierto el envase no debe utilizarse luego de transcurridos 12 meses, dentro del período de vigencia.