

Especificaciones Técnicas



8800

**ALUMINIO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Al PARA AA TRAZABLE A NIST
ATOM-Plus AA**



Análisis Garantizado

Descripción	Mínimo	Máximo	Unidad
Concentración (Al)	995	1005	mg /L
Material de Partida	Aluminio nitrato		
Trazabilidad	NIST SRM N° 3101		

El valor certificado está expresado con un nivel de confianza del 95%.

La solución tiene una concentración 0,5M en Acido Nítrico.

Una vez abierto el envase no debe utilizarse luego de transcurridos 12 meses dentro del período de vigencia.