

Especificaciones Técnicas



8855

MANGANESO SOLUCION ESTANDAR 1000mg/L Mn PARA AA TRAZABLE A NIST ATOM-Plus AA



Análisis Garantizado

Descripción	Mínimo	Máximo	Unidad
Concentración (Mn)	995	1005	mg /L
Material de Partida	Manganeso metalico en escamas		
Trazabilidad	NIST SRM N° 3132		
Trazabilidad	NIST SRM N° 3168a		

El valor certificado es expresado con un nivel de confianza del 95%.

La solución tiene una concentración 0,5M en Acido Nítrico.

Un vez abierto el envase no debe utilizarse luego de transcurridos 12 meses dentro del período de vigencia.